

# Thème I. Ondes et signaux (Optique géométrique) TP n°1 Obtenir une image en optique

Vendredi 8 septembre 2023

## Compétences exigibles du programme :

- ✓ Éclairer un objet de manière adaptée.
- ✓ Optimiser la qualité d'une image (alignement, limitation des aberrations...).
- ✓ Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales, et choisir leur focale de façon raisonnée.

## Matériel :

- source de lumière et un objet (lettre F),
- différentes lentilles minces (convergentes et divergentes),
- écran,
- banc d'optique

Aller voir les deux animations suivantes sur le site de l'université de Nantes de Geneviève Tulloue :

- [http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille\\_mince.html](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html)
- [http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/focometrie/bessel.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/focometrie/bessel.php)

## Objectif

- 🔗 S'approprier le modèle des lentilles minces et réaliser des expériences introductives.

## I Reconnaître les différentes lentilles

### Expérience

- 🔗 Distinguer les deux types de lentille grâce à l'indication numérique inscrite sur la lentille.
- 🔗 Constater, par le toucher que, géométriquement, les lentilles divergentes et convergentes n'ont pas la même courbure.
- 🔗 Observer, à travers une lentille, un objet situé « proche » de la lentille.

### Observations

Q1. Noter **précisément** vos observations effectuées pour les deux types de lentilles.

Indications de rédaction, à compléter, et à illustrer par des schémas.

- Les lentilles avec l'indication numérique positive sont ...  
Les lentilles avec l'indication numérique négative sont ...
- Les lentilles convergentes sont plus épaisses/moins épaisses au bord/au centre.  
....
- Quand on observe un texte à travers une lentille convergente, l'image est ....  
....

## II Comment obtenir une image de qualité ?

Lorsque l'on cherche à projeter l'image d'un objet par un système optique (ici une simple lentille), on souhaite obtenir l'image la plus belle possible.

### Expérience

- ☞ À l'aide d'une lentille convergente, réaliser la projection de la lettre sur l'écran, c'est-à-dire obtenir une image (donc nette!) sur l'écran.
- ☞ Successivement, modifier les paramètres suivants et noter vos observations :
  - Hauteur des systèmes optiques les uns par rapport aux autres ;
  - Rotation de la lentille autour de l'axe vertical ;

### Observations

Q2. **Pour chaque modification effectuée**, noter vos observations précisément et clairement : qualité de l'image, qualité de l'éclairage...

### À retenir : Pour obtenir une image de bonne qualité

Pour obtenir une image de bonne qualité :

- l'objet doit être ..... de la source lumineuse ;
- l'objet doit être éclairé de façon .....
- les hauteurs des différents éléments (lampe, objet, lentilles) doivent ...
- le plan de la lentille doit être parfaitement ..... au banc d'optique.

## III Comment réaliser une projection ?

On cherche à déterminer ici les conditions permettant de réaliser la projection d'un objet sur un écran.

### III.1 Quel type de lentille utiliser ?

On pourra s'aider de l'animation ci-dessous pour visualiser ce qu'il se passe :

[http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille\\_mince.html](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html)

### Expérience et observations

- ☞ À l'aide d'une lentille convergente, projeter l'image de la lettre lumineuse sur l'écran.
- ☞ Partir d'une situation où la lentille est loin de l'objet, et l'approcher au fur et à mesure de l'objet. *On cherchera toujours à obtenir une image sur l'écran, donc il faudra également déplacer l'écran.*
- Q3. Qu'observez-vous ? Comment évolue la taille de l'image ?
- Q4. Que se passe-t-il lorsque la lentille est « trop proche » de l'objet ? Quelle est la distance limite en-dessous de laquelle la projection est impossible ? Regarder à travers la lentille, que voyez-vous ?
- ☞ Reprendre l'expérience avec une lentille divergente.
- Q5. Parvenez-vous à obtenir une image sur l'écran ?
- Q6. Où pouvez-vous observer l'image ?

### Conclusion

- Q7. Les deux types de lentilles permettent-ils d'observer une image sur l'écran ? Préciser.
- Q8. Quand la projection sur l'écran n'est pas possible, où se situe l'image ? quelle est sa nature ?

## III.2 Condition sur la distance objet/écran

[http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/focometrie/bessel.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/focometrie/bessel.php)

### Expérience

On utilise une lentille convergente de distance focale  $f'$  connue, par exemple celle indiquée +200. On souhaite **déterminer une condition sur la distance objet-écran** pour qu'il soit possible d'observer une image sur l'écran avec la lentille convergente choisie.

☞ Placer l'écran, la lampe, l'objet, et la lentille, de sorte à avoir une image nette sur l'écran.

Pour une position fixée de l'écran et de l'objet, vérifier qu'il y a deux positions de la lentille où l'image est nette.

Q9. Comparer les deux images.

Vérifier que si l'écran et l'objet sont trop proches l'un de l'autre, vous ne parvenez pas à observer d'image nette sur l'écran.

Q10. Notez la distance minimale séparant l'écran et l'objet en-dessous de laquelle il n'est pas possible d'obtenir une image sur l'écran.

### À retenir

Pour projeter sur un écran l'image (réelle) d'un objet réel à l'aide d'une lentille, il faut :

- utiliser une lentille .....
- placer la lentille à une distance de l'objet supérieure à ..... de la lentille utilisée ;
- placer l'écran de projection à une distance de l'objet supérieure à ..... de la lentille utilisée.

## IV Premières mesures sur le banc d'optique

### Expérience

☞ Choisir la lentille convergente de distance focale 20 cm. La placer à environ 50 cm de l'objet.

☞ **Chaque membre du binôme réalise les mesures suivantes :**

- ☞ sans déplacer l'objet ni la lentille,
- ☞ placer l'écran à une position quelconque,
- ☞ déplacer l'écran pour obtenir dessus une image nette.
- ☞ Mesurer  $\overline{OA}$  et  $\overline{OA}'$ .

### Mesures

Q11. Faire un schéma rapide de l'expérience, sur lequel vous ferez apparaître les distances mesurées.

Q12. En déduire la valeur de la distance focale  $f'$ .

Q13. **APRÈS**, comparer les mesures des deux membres du binôme. Commenter.

☞ S'il vous reste du temps, sans déplacer l'objet ni la lentille, et en repartant d'une position quelconque de l'écran, déplacer l'écran pour obtenir dessus une image nette, et mesurer  $\overline{OA}$  et  $\overline{OA}'$ .