


Mesures Jockey

Ne pas initialiser le robot JOCKEY


Cliquez pour lancer les mesures



Sollicitations personnalisables

1. Choix de l'axe sollicité
2. Choix du type d'asservissement de l'axe
3. Choix de la consigne
4. Lancement de la mesure

- Dans l'interface, Cliquer sur l'icône des acquisitions/mesures  . Une nouvelle fenêtre s'affiche.



- Avant toute mesure, il faut entrer le mot de passe JOCKEY après avoir cliqué sur l'icône « Configurer Acquisitions » .